



KAVO Aktion vom 01.01. - 30.06.2024
Dental Excellence

RONDOflex plus 360* Aktions-Vorteilspaket !

Air Abrasion mit Wasserspray

*nur für Ihre KaVo MULTIflex-Kupplung passend!

Anwendungsgebiete:

- Minimalinvasive Kavitätenpräparation
- Aufziehen von Fissuren
- Aufbereitung von Klebeflächen
- Entfernen von Zementresten
- Entfernung von Klebstoffresten aus Kronen (extra-oral)

Lieferumfang:

- 1 x Rondoflex Handstück montiert mit Kanüle 110° / 0,6mm
- 1 x Pulverbehälter für 50µm
- 1 x Kanüle 110° / 0,46mm
- 1 x Schlüssel zum Fixieren der Kanüle
- 1 x Pulverbehälter für 27µm
- 2 x Abdeckung für Pulverbehälter
- 1 x Reinigungsbohrer
- 1 x Düsenadel
- 1 x Abrasiv-Pulver 27µm – 75 g
- 1 x Abrasiv-Pulver 50µm – 75 g

PLUS

- 2 x Schutzbrille
- 1 x Rondoflex Pulver 50µm 1000g
- 1 x Rondoflex Pulver 27µm 1000g
- 1 x Reinigungsadapter Kanüle
- 1 x Reinigungsverschluss



statt € 2.876,00

Witt-Aktions-Preis € 1.409,00 netto

Bitte tragen Sie Ihren Auftrag ein und senden diesen an
Fax-Nr.: +49 7732 9828-28 oder E-Mail: info@guenter-witt.de

RONDOflex plus 360 **PLUS Sonderzubehör**
zum Witt-Aktionspreis von **€ 1.409,00**

***Nur mit Ihrer
KaVo MULTIflex-Kupplung
kompatibel!**

Ansprechpartner:

Datum:

Praxisstempel: