



**AKTION vom 01.03. bis 31.12.2024**

# **NSK Surgic Pro2 Chirurgiemotor** **Digital vernetzte Implantatbehandlung**

**Der neu entwickelte Surgic Pro 2 überzeugt durch seine Funktionalität, Sicherheit, Erweiterbarkeit und durch die Möglichkeit der Vernetzung**

- Möglichkeit der Bluetooth-Anbindung des Ultraschall-Chirurgie-systems VarioSurg3 und des Osseointegrations-Messgeräts Osseo 100+
- Verbindung eines iPads mit dem Steuergerät zur Echtzeitanzeige detaillierter Eingriffsdaten
- Alle verbundenen Geräte können über einen kabellosen Fußschalter bedient werden
- Kürzerer und leichter Mikromotor mit hochauflösender LED
- Leichteres Anbringen des Spülschlauchs
- Leiseres Pumpenmodul
- Leicht zu reinigendes hygienisches Display



## **Surgic Pro2 NON-OPT** **Komplettsset ohne Licht**

### **Lieferumfang:**

Steuergerät, SGL80M Mikromotor, FC-81 kabellose Fußsteuerung, SG20 Winkelstück (20:1 Untersetzung), Kühlmittelschläuche (3 Stk.) und weiteres Zubehör

statt € 3.711,00

**Witt-Preis € 3.098,00\***

## **Surgic Pro2 OPT** **Komplettsset mit Licht**

### **Lieferumfang:**

Steuergerät, SGL80M LED-Mikromotor, FC-81 kabellose Fußsteuerung, X-SG20L Licht-Winkelstück (20:1 Untersetzung), Kühlmittelschläuche (3 Stk.) und weiteres Zubehör

statt € 4.870,00

**Witt-Preis € 4.009,00\***

**\*exklusive Einweisung in Höhe von € 490,00**

Bitte tragen Sie Ihren Auftrag ein und senden diesen an  
Fax-Nr.: +49 7732 9828-28 oder [info@guenter-witt.de](mailto:info@guenter-witt.de)

**Surgic Pro 2 NON-OPT ohne Licht**  
zum Witt-Preis von **€ 3.098,00\***

**Surgic Pro 2 OPT mit Licht**  
zum Witt-Preis von **€ 4.009,00\***

Ansprechpartner:

Datum:

Praxisstempel:

**\*exklusive Einweisung in Höhe von € 590,00**