

GEBROCHENE ABUTMENT-SCHRAUBE? DAS IST DIE LÖSUNG!

BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT

Individuell für jede Implantat-Marke

- Zum Extrahieren abgebrochener Abutment-Schrauben
- Speziell hergestellter Bohrer passend zum Implantat
- Das Gewinde des Implantats bleibt voll funktionsfähig!
- Hohe Erfolgsquote

Inhalt:

- 1 Spezialfräser
- 1 Reibahle
- 1 Positionierhilfe/Fräsenhalter
- 1 Handzentrierer

Broken Screw Extractor Kit, Ref. 680*

Witt-Preis € 280,00



***zwingend notwendige Angaben:**
Typ des Implantats und Innendurchmesser

Passendes ZUBEHÖR:



Spezialfräser, Ref. 680FS Witt-Preis € 50,00



Reibahle, Ref. 680FA* Witt-Preis € 50,00

Bitte tragen Sie Ihren Auftrag ein und senden diesen an
Fax-Nr.: +49 7732 9828-28 oder info@guenter-witt.de

___ **Broken Screw Extractor Kit, Ref. 680***
zum Witt-Preis € 280,00

_____ Typ Implantat*

_____ Innendurchmesser*

ZUBEHÖR:

___ **Spezialfräser, Ref. 680FS**
zum Witt-Preis € 50,00

___ **Reibahle, Ref. 680FA***
zum Witt-Preis € 50,00

_____ Typ Implantat*

_____ Innendurchmesser*

Ansprechpartner:

Datum:

Praxis: