



PRÄZISION IM DETAIL
Günter Witt

Günter Witt GmbH
Fritz-Reichle-Ring 2
78315 Radolfzell
T +49 7732 9828-0
F +49 7732 9828-28
info@guenter-witt.de
www.guenter-witt.de

OT EQUATOR SMART BOX PREISLISTE/BESTELLFORMULAR

**DIVERGENZAUSGLEICH
bis 50°**



ARTIKEL-NR. BEZEICHNUNG EINZELPREIS ANZAHL

PRAXISBEDARF



131 **OT EQUATOR KIT SMART BOX für Implantate**
Kit beinhaltet:
1 x OT Equator Abutment, Titan + TiN (Titannitrid)
1 x eloxiertes SMART BOX Gehäuse mit Positionierkappe
1 x Schutzscheibe
4 x Retentionskappen (1 x ExtraSoft, 1 x Soft, 1 x Standard, 1 x Strong)

€ 125,00 Bitte
Tabelle
ausfüllen!

Anzahl	Implantathersteller	Typ Implantat	Innen-Diameter	Gingiva-höhe	ZWINGEND!

LABORBEDARF



335CSB 4 x **Smart Box Kappe** schwarz, nur für den Laboreinsatz

€ 16,00



151SS 2 x OT Equator, **Halbkugel-Patrize vergießbar**

€ 20,00

ZUBEHÖR



144TTE **Transfer** der Serie OT Equator aus Titan + Titanschrauben

€ 44,00



144MTE 2 x **Transfer** der Serie OT Equator für individuelle Abformlöffel

€ 36,00



044CAIN 2 x **Transfer** der Serie OT Equator – OT Cap Normo für Pick-up-Abformung mit austauschbarer Kappe

€ 25,00



144AE 2 x **Analogstifte** für das Labor

€ 38,00

ERSATZTEILE



030 **OT EQUATOR Abutment** Titan + TiN (Titannitrid)

€ 80,00 Bitte
Tabelle
ausfüllen!

Anzahl	Implantathersteller	Typ Implantat	Innen-Diameter	Gingiva-höhe	ZWINGEND!



PRÄZISION IM DETAIL
Günter Witt

Günter Witt GmbH
Fritz-Reichle-Ring 2
78315 Radolfzell
T +49 7732 9828-0
F +49 7732 9828-28
info@guenter-witt.de
www.guenter-witt.de

OT EQUATOR SMART BOX PREISLISTE/BESTELLFORMULAR

**DIVERGENZAUSGLEICH
bis 50°**



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	EINZELPREIS	ANZAHL
ERSATZTEILE			
	330SBE 1 x Smart Box Gehäuse , innen mit schwarzer Kappe	€ 25,00	<input type="text"/>
	140CEV 4 x Retentionskappe - violett „strong“ 2700 g	€ 28,00	<input type="text"/>
	140CET 4 x Retentionskappe - weiß „standard“ 1800 g	€ 28,00	<input type="text"/>
	140CER 4 x Retentionskappe - rosa „soft“ 1200 g	€ 28,00	<input type="text"/>
	140CEG 4 x Retentionskappe - gelb „extra soft“ 600 g	€ 28,00	<input type="text"/>
WERKZEUGE			
	774CHE OT EQUATOR Vierkantschlüssel , Quadrat 1,25mm (Schraubendreher und Halter), Drehmoment max. 25Ncm	€ 42,00	<input type="text"/>
	760CE Verbinder für Drehmomentschlüsselgriff (für Vierkant 1,25 mm mit Winkelstückbohrerschaft 2,35 mm)	€ 39,00	<input type="text"/>
	760CRD Ratsche mit Torque Control (für OT Equator, Sphero block und Flex 15/35 Ncm - Max 50 Ncm Torque, empfohlen 25 Ncm)	€ 240,00	<input type="text"/>
	485IC Werkzeugsatz zum Einsetzen und Entfernen der Kappen	€ 39,00	<input type="text"/>

BESTELLER	
Datum: _____ Ansprechpartner: _____ Kunden-Nr: _____	Praxis: _____

Bitte senden Sie Ihre Bestellung an:
Fax: 07732 9828-28 | E-Mail: info@guenter-witt.de

Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer/Versand, gültig ab 01.01.2021 bis auf Widerruf. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler etc. vorbehalten. Der Umtausch von sterilen Produkten ist ausgeschlossen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, siehe www.guenter-witt.de. Weitere Angebote und Varianten aus unserem Produktportfolio erhalten Sie gerne auf Anfrage.